



## Pautas para el cuidado de la perforación del lóbulo de la oreja

**inverness®**  
**System 2000**

mucho más que un sistema  
de perforación de orejas

**inverness®**

Perforación de orejas suave y fiable



## Pautas para el cuidado de la perforación del lóbulo de la oreja con inverness®

Para garantizar la correcta cicatrización del lóbulo recientemente perforado, es sumamente importante que siga atentamente **TODAS** las instrucciones de cuidados posteriores a la perforación. **IMPORTANTE:** El enrojecimiento o la inflamación persistente son señal de infección o de que su organismo no tolera un objeto ajeno. Si pasadas 24 horas desde la perforación, siente dolor, tiene enrojecimiento o inflamación, quítese el pendiente y consulte de inmediato a su médico.

### Lóbulo de la oreja



- Mantenga los pendientes puestos en su oreja **durante 6 semanas**.

### Durante el período de cicatrización



- **Lávese siempre bien las manos** antes de tocarse la oreja.



- **Limpie bien la superficie perforada 3 veces al día** con un hisopo de algodón limpio empapado en antiséptico y limpie ambos lados de la oreja y alrededor del pendiente. **NO UTILICE** agua oxigenada ni alcohol.



- Mientras limpia la zona, **gire los pendientes** para ayudar a que la solución penetre en la perforación y evitar que se adhieran a la oreja. No se quite los pendientes.



- **Compruebe el cierre de seguridad** después de limpiar la perforación, tras su higiene diaria y antes de irse a la cama, asegurándose de que está en la posición correcta.



- **Mantenga la superficie perforada seca y limpia**, especialmente después de nadar o de hacer ejercicios físicos. Limpie bien la zona inmediatamente después de usar champú, productos para el cabello, perfume, laca, etc. Siempre que pueda, mantenga el cabello lejos de la oreja. No utilice protector solar en las orejas recién perforadas.



- **Tenga especial cuidado cuando se quite la ropa por la cabeza o cuando se cepille el cabello**, de manera que los pendientes no queden enganchados. Evite golpearse la oreja al ponerse las gafas, usar el teléfono o cuando practique deportes o juegos bruscos.

### Después del período de cicatrización



- Transcurrido el periodo de cicatrización de las 6 semanas, puede sustituir los pendientes por otro modelo.
- Durante los 6 meses siguientes al periodo de curación, no vaya sin pendientes más de 24 horas para evitar que se cierre el agujero. Recomendamos utilizar pendientes ligeros de materiales hipoalergénicos.
- Continúe limpiando la perforación y los pendientes según sea necesario.



**IMPORTANTE:** Si detecta alguna irritación en el lóbulo de la oreja, en muchos casos, sólo es necesario volver a realizar los procedimientos de cuidados de forma adecuada para que el problema remita. Si este continúa, quítese los pendientes y acuda a un médico de inmediato.